



PROGRESIVOS

GOLD VISION



Goldvision

PREMIUM LENSES



RX Progresivo
Orgánico free form
RETINA FUSION

RETINA FUSION

RETINA FUSION se conecta con las tecnologías e innovaciones más avanzadas para garantizar una producción precisa y una visión perfectamente nítida y cómoda de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada usuario individual. Se ajustará a cualquier actividad y estilo de vida de tus clientes.

BENEFICIOS

- El diseño de lentes más avanzado de nuestro inventario
- Lente totalmente individualizada, que se adaptará a cada actividad.
- Rendimiento óptico impecable gracias a las tecnologías integradas.
- Visión absolutamente cómoda.
- El diseño personalizado garantiza la idoneidad para cada usuario.



LENTES RETINA FUSION


Altura mínima de montaje (mm)	15mm
Distancia mínima sobre la cruz de centrado al terminar (mm)	8mm
Adición	0.75 -3.50 / 0.25
Inset variable	1.5 -3.5 / 0.1


Información sobre producción:


- Prescripciones para visión lejana
- Adición
- Mono PD (de y Lz por separado)
- Altura de la pupila (de y Lz por separado)
- Ángulo de inclinación pantoscópica
- Curva de la montura
- Dimensión de la montura (A y B)
(parámetro necesario para la producción de lentes)
- Tamaño del puente
- Recuadro variable (opcional, indicar según corresponda)

RETINA FUSION • RX Progresivo • Orgánico • Lentes transparentes












Retina Fusion 1.5 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.5 Transiciones XTRActive	Retina Fusion 1.53 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.53 Transiciones XTRActive	Retina Fusion 1.59 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.59 Transiciones XTRActive
Lentes fotocromáticas Gris, Marrón, verde grafito Amatista, zafiro, ámbar y esmeralda	Lentes fotocromáticas Gris y marrón	Lentes fotocromáticas Gris y marrón
XTRActive Gris, marrón Verde grafito	XTRActive Gris y marrón	XTRActive Gris y marrón




Retina Fusion 1.6 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.6 Transiciones XTRActive	Retina Fusion 1.67 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.67 Transiciones XTRActive	Retina Fusion 1.74 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina Fusion 1.59 Transiciones XTRActive
Lentes fotocromáticas Gris, Marrón, verde grafito Amatista, zafiro, ámbar y esmeralda	Lentes fotocromáticas Gris, marrón y verde grafito	Lentes fotocromáticas Gris marrón y verde grafito
XTRActive Gris, marrón Verde grafito	XTRActive Gris, marrón y verde grafito	XTRActive Gris, marrón y verde grafito



RETINA FUSION · RX Progresivo · Orgánico · Lentes fotocromáticas





GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
RETINA FUSION		EF1	0 0	Adición	



RX Progresivo
Orgánico free form
RETINA X SERIES

El revolucionario diseño de la **SERIE RETINA X** proporciona una lente de alta calidad basada en la Tecnología Camber, que ofrece una visión cerca increíblemente cómoda, al mismo tiempo tiene campos visuales intermedios y lejanos. Permite una rápida adaptación.

BENEFICIOS

- Agudeza visual superior, mejor visión en el área de lectura.
- Posibilidad de individualización y personalización completas.
- Área de lectura más amplia, fácil de encontrar para la mayoría de usuarios.
- Adaptación más fácil para la mayoría de los usuarios.
- Más atractivo cosméticamente.




LENTES RETINA X SERIES

	REGULAR	CORTO	EXTRA CORTO	ULTRA CORTO
ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA	21mm	19mm	17mm	15mm
DISTANCIA MÍNIMA SOBRE LA CRUZ DE CENTRADO AL TERMINAR	8mm, centrado en el centro de la pupila usando PD para visión lejana.			
ADICIÓN	0.50 -4.50 / 0.25			
RECUADRO VARIABLE (MM)	0 – 4 /0.5			
VALORES NORMALIZADOS	Free form	Ángulo pantoscópico	Curva de montura	Distancia de vértice
	Individual	12°	5°	14mm


Información sobre producción

- Prescripciones para visión lejana
- Adición
- Tipo de pasillo
- Mono PD (De y Iz por separado)
- Altura de la pupila (De y Iz por separado)
- Ángulo de inclinación pantoscópica
- Curva de la montura
- Distancia al vértice posterior
- Calibre (A y B)
- Tamaño del puente
- Inset variable (opcional, indicar según corresponda).


RETINA X SERIES · RX Progresivo · Orgánico · Lentes transparentes




Retina X Series 1.6 (UV)





Retina X Series 1.67 (UV)




Retina X Series 1.74 (UV)











Retina X SERIES 1.5 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina X SERIES 1.5 Transiciones XTRActive (UV)	Retina X SERIES 1.53 Trivex Firma transiciones Gen8 (UV) Retina X SERIES 1.53 Trivex Transiciones XTRActive (UV)	Retina X SERIES 1.59 Poly Firma transiciones Gen8 (UV) Retina X SERIES 1.59 Poly Transiciones XTRActive (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, Marrón, verde grafito Amatista, zafiro, ámbar y esmeralda	Lentes fotocromáticas Gris, marrón	Lentes fotocromáticas Gris marrón
XTRActive Gris, marrón Verde grafito	XTRActive Gris, marrón	XTRActive Gris, marrón




Retina X SERIES 1.6 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina X SERIES 1.6 Transiciones XTRActive (UV)	Retina X SERIES 1.67 Firma transiciones Gen8 (UV) Retina X SERIES 1.67 Transiciones XTRActive (UV)	Retina X SERIES 1.74 Firma transiciones Gen8 (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, Marrón, verde grafito Amatista, zafiro, ámbar y esmeralda	Lentes fotocromáticas Gris, marrón	Lentes fotocromáticas Gris marrón
XTRActive Gris, marrón Verde grafito	XTRActive Gris, marrón y Verde grafito	


Retina X Series 1.5
XTRActive Polarized (UV)




Retina X Series 1.59
XTRActive Polarized (UV)




Retina X Series 1.6
XTRActive Polarized (UV)




Retina X Series 1.67
XTRActive Polarized (UV)




Retina X SERIES 1.5 XTRActive Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.59 XTRActive Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.6 XTRActive Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.6 XTRActive Polarizado (UV)
Lentes fotocromáticas Gris	Lentes fotocromáticas Gris	Lentes fotocromáticas Gris	Lentes fotocromáticas Gris



Retina X SERIES 1.5 Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.59 Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.6 Polarizado (UV)	Retina X SERIES 1.67 Polarizado (UV)
Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%




Retina X SERIES 1.5 Polarizado Gre 1 Tintable (UV)	Retina X SERIES 1.5 Nu Polar (UV) Retina X SERIES 1.5 Nu Polar Infinite (UV)	Retina X SERIES 1.53 Trivex NuPolar (UV)	Retina X SERIES 1.59 Poly NuPolar (UV)
Lentes tintables polarizadas Gris, 64% de oscuridad <i>Puede ser combinado con todos los tonos acordes a nuestro programa de tintado, máximo 85%, incluyendo el Blue Barrier Tints.</i>	Lentes polarizadas Gris 1 65% Gris 3 83% Marrón 78% Verde G15 85% NuPolar Infinite lentes polarizadas Gris 60-91%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Verde G15 85%



Retina X SERIES 1.6 NuPolar (UV)	Retina X SERIES 1.67 NuPolar (UV)	Retina X SERIES 1.5 Transitions Drivewear (UV)	Retina X SERIES 1.53 Trivex Transitions Drivewear (UV)
Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Verde G15 85%	Fotocromático & Lentes polarizadas 63-88%	Fotocromático & Lentes polarizadas 63-88%


Retina X Series 1.59 Poly
Transitions Drivewear (UV)



Retina X Series 1.53
Trivex (UV)



Retina X SERIES 1.59 Poly Transitions Drivewear (UV)	Retina X SERIES 1.53 Trivex (UV)
Fotocromático & lentes polarizadas 63-88%	Lentes polarizadas Gris 85% Marrón 85% Verde G15 85%



GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.56	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	5	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
RETINA X SERIES		ED1	0 0	Adición	R/S/E/U



RX Progresivo
Orgánico free form
RETINA I SERIES

Retina 1 SERIES es una lente progresiva premium altamente personalizada, ideal para los usuarios más exigentes que requieren el máximo campo de visión a cualquier distancia.

BENEFICIOS

- Proporciona una visión de altísima definición gracias a una arquitectura óptica excepcional que elimina las aberraciones y mejora la visión periférica.
- Precisión milimétrica, combinación de calidad y comodidad.
- Visión nítida a todas las distancias.
- Campo visual generosamente amplio que proporciona al usuario calidad y visión libre en todas las direcciones de la mirada.




LENTES RETINA I SERIES

	REGULAR	CORTO	EXTRA CORTO	ULTRA CORTO
ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA	21mm	19mm	17mm	15mm
DISTANCIA MÍNIMA SOBRE LA CRUZ DE CENTRADO AL TERMINAR	8mm, centrado en el centro de la pupila usando PD para visión lejana.			
ADICIÓN	0.50 -4.50 / 0.25			
RECUADRO VARIABLE (MM)	0 – 4 /0.5			
VALORES NORMALIZADOS	Free form	Ángulo pantoscópica	Curva de montura	Distancia de vértice
	Individual	8°	5°	14.3mm


Información sobre producción

- | | |
|--|---|
| - Prescripciones para visión lejana | - Ángulo de inclinación pantoscópica |
| - Adición | - Curva de la montura |
| - Tipo de pasillo | - Calibre (A y B) |
| - Mono PD (De y Iz por separado) | - Tamaño del puente |
| - Altura de la pupila (De y Iz por separado) | - Inset variable (opcional, indicar según corresponda). |


Retina 1 Series 1.5 (UV)




Retina 1 Series 1.53 (UV)




Retina 1 Series 1.59 (UV)




Retina 1 Series 1.6 (UV)



Retina 1 Series 1.67 (UV)




Retina 1 Series 1.74 (UV)




Retina 1 Series 1.74 (UV)




Retina 1 Series 1.5
UV+ 420
blue CUT (UV)




Retina 1 Series 1.6
UV+ 420
blue CUT (UV)



Retina 1 Series 1.67
UV+ 420
blue CUT (UV)




Retina 1 Series 1.74
UV+ 420
blue CUT (UV)




Retina 1 Series 1.5
Transitions
Signature VII (UV)

Retina 1 Series 1.5
Transitions
XTRActive (UV)




Retina 1 Series 1.5
Transitions
Vantage (UV)



Retina 1 Series 1.53
Trivex Transitions
Signature VII (UV)


Retina 1 Series 1.53
Transitions
XTRActive (UV)



Retina 1 SERIES 1.5 Transitions Signature VII (UV) Retina 1 SERIES 1.5 Transitions XTRActive (UV)	Retina 1 SERIES 1.5 Transitions Vintage (UV)	Retina 1 SERIES 1.53 Trivex Transitions Signature VII (UV) Retina 1 SERIES 1.53 Transitions XTRActive (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito, amatista, zafiro 6-85% ZTRActive Gris, marrón, verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris 11- 83%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85% XTRActive Gris, marrón 11-96%


Retina 1 Series 1.59
Poly Transitions
Signature VII (UV)

Retina 1 Series 1.59
Poly Transitions
XTRActive (UV)




Retina 1 Series 1.6
Transitions
Signature VII (UV)

Retina 1 Series 1.6
Transitions
XTRActive (UV)





Retina 1 Series 1.67
Transitions
Signature VII (UV)

Retina 1 Series 1.67
Transitions
XTRActive (UV)




Retina 1 SERIES 1.59 Poly Transitions Signature VII (UV) Retina 1 SERIES 1.59 Poly Transitions XTRActive (UV)	Retina 1 SERIES 1.6 Transitions Signature VII (UV) Retina 1 SERIES 1.6 Transitions XTRActive (UV)	Retina 1 SERIES 1.67 Transitions Signature VII (UV) Retina 1 SERIES 1.67 Transitions XTRActive (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85% XTRActive gris y marrón 6-85%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11-96%




Retina 1 SERIES 1.74 Transitions Signature VII (UV)	Retina 1 SERIES NTX Sun 1.53 Daynight (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón	Lentes fotocromáticas DayNite 32% -88% Copper 60% - 88% Marrón 60% - 88% Gris 60% - 88%


Retina 1 Series 1.5
Polarizo (UV)



Retina 1 Series 1.59
Poly Polarizo (UV)




Retina 1 Series 1.6
Polarizo (UV)




Retina 1 SERIES 1.5 Polarizado (UV)	Retina 1 SERIES 1.59 Poly Polarizado (UV)	Retina 1 SERIES 1.6 Polarizado (UV)
Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%

Retina 1 Series 1.67
Polarizo (UV)




Retina 1 Series 1.5
Polarizo Grey 1
Tintable (UV)




Retina 1 Series 1.5
NuPolar (UV)

Retina 1 Series 1.5
NuPolar Infinite (UV)




Retina 1 Series 1.53
Trivex NuPolar (UV)




Retina 1 SERIES 1.67 Polarizado (UV)	Retina 1 SERIES 1.5 Polarizado gris 1 (UV) Tintable	Retina 1 SERIES 1.5 NuPolar (UV) Retina 1 SERIES 1.5 NuPolar Infinite (UV)	Retina 1 SERIES 1.53 Trivex NuPolar (UV)
Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 80% Verde G15 85%	Lentes polarizadas Gris, 64% de oscuridad. Puede combinarse con todos los tintes acorde a nuestro programa de tintado, máximo 85% incluido el Blue Barrier tints.	NuPolar Lentes polarizadas Gris 1 65%, Gris 3 83% Marrón 78% Verde G15 85% NuPolar infinite lentes polarizadas Gris 60-91%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78%


Retina 1 Series 1.59
Poly NuPolar (UV)




Retina 1 Series 1.6
NuPolar (UV)



Retina 1 Series 1.67
NuPolar (UV)




Retina 1 Series 1.5
Transitions
Drivewear (UV)




Retina 1 SERIES 1.59 Poly NuPolar (UV)	Retina 1 SERIES 1.6 NuPolar (UV)	Retina 1 SERIES 1.67 NuPolar (UV)	Retina 1 SERIES 1.5 Transitions Drivewear (UV)
Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Celeste G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Celeste G15 85%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Celeste G15 85%	Fotocromáticas & lentes polarizadas 63-88%


Retina 1 Series 1.53
Trivex Transitions
Drivewear (UV)




Retina 1 Series 1.59
Poly Transitions
Drivewear (UV)



Retina 1 Series 1.53
Sun Color
Trivex (UV)



Retina 1 SERIES 1.53 Trivex Transitions (UV) Drivewear	Retina 1 SERIES 1.59 Poly Transitions Drivewear (UV)	Retina 1 SERIES 1.53 Sun Color Trivex (UV)	Retina 1 SERIES 1.5 Transitions Drivewear (UV)
Fotocromáticas & Lentes polarizadas 63 – 88%	Fotocromáticas & Lentes polarizadas 63 – 88%	Lentes polarizadas Gris 3 83% Marrón 78% Celeste G15 85%	Fotocromáticas & lentes polarizadas Gris 85% Marrón 85% Verde G15 85%



GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.56	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	5	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
RETINA X SERIES		ED1	0 0	Adición	R/S/E/U



Orgánico free form
RETINA H SERIES
RETINA S SERIES

RETINA H/S SERIES son lentes perfectamente equilibradas, diseñadas de acuerdo con los valores estándar. Su diseño es perfecto para un uso versátil con zonas visuales más amplias con una visión de calidad tanto de cerca como de lejos. Ofrecen una visión de calidad óptica incluso para prescripciones más altas-

RETINA H SERIES

- Efectivas en usuarios avanzados.
- El diseño más popular y universal.
- Zonas visuales balanceadas, transiciones suaves, calidad de visión y confort para todo el día.



RETINA S SERIES

- Diseñada especialmente para usuarios primerizos
- Diseño suave
- Adaptación casi inmediata y balanceada de las zonas visión
- Fácil enfoque a distancias cercanas e intermedias.


LENTES RETINA H SERIES · RETINA S SERIES

	RETINA H SERIES				RETINA S SERIES			
	TIPO DE CORREDOR				TIPO DE CORREDOR			
	Regular	Corto	Extra corto	Ultra corto	Regular	Corto	Extra corto	Ultra corto
ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA	21mm	19mm	17mm	15mm	20mm	18mm	16mm	-
DISTANCIA MÍNIMA SOBRE LA CRUZ DE CENTRADO AL TERMINAR	8mm, centrado en el centro de la pupila usando PD para visión lejana							
ADICIÓN	0.50 -4.00 / 0.25							
VALORES NORMALIZADOS	Forma libre		Inclinación pantoscópica		Envoltura		Vértice exterior	
	Individual		8.5°		0°		14.3mm	


Información sobre producción

- Prescripciones para visión lejana
- Adición
- Tipo de pasillo
- Mono PD (De y lz por separado)
- Altura de la pupila (De y lz por separado)
- Lentes tipo RETINA H/S SERIES.


Retina H&S
Series 1.5 (UV)




Retina H&S Series
1.53 Trivex (UV)




Retina H&S Series
1.56 Soft (UV)




Retina H&S Series
1.59 Poly (UV)



Retina H&S Series
1.6 (UV)



Retina H&S Series
1.67 (UV)




Retina H&S Series
1.74 (UV)




Retina H&S Series
1.74 (UV)



Retina H&S Series
1.5 UV+ 420
blue CUT (UV)





Retina H&S Series
1.5 Transitions
Signature VII (UV)

Retina H&S Series
1.5 Transitions
XTRActive (UV)

Retina H&S Series
1.5 Transitions
Vantage (UV)





Retina H&S Series 1.53
Trivex Transitions
Signature VII

Retina H&S Series 1.53
Trivex Transitions
XTRActive (UV)

Retina H&S Series 1.59
Poly Transitions
Signature VII (UV)

Retina H&S Series 1.59
Poly Transitions
XTRActive (UV)

+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11



Retina H&S SERIES 1.5 Transitions Signature VII(UV) Retina H&S SERIES 1.5 Transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.5 Transitions Vantage (UV)	Retina H&S SERIES 1.53 Trivex Transitions Signature VII(UV) Retina H&S SERIES 1.53 transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.59 Poly Transitions Signature VII(UV) Retina H&S SERIES 1.59 Poly transitions XTRActive (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito, amatista, zafiro 6-85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris 11-89%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85% XTRActive Gris, marrón 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85% XTRActive Gris, marrón 11-96%

Retina H&S Series 1.6
Transitions
Signature VII (UV)

Retina H&S Series 1.6
Transitions
XTRActive (UV)

Retina H&S Series 1.67
Transitions
Signature VII (UV)





Retina H&S Series 1.67
Transitions
XTRActive (UV)

Retina H&S Series
1.74 Transitions
Signature VII (UV)

Retina H&S Series
1.74 Transitions
Signature VII (UV)


Retina H&S Series
1.5 UltraChromatic (UV)

+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10




Retina H&S SERIES 1.6 Transitions Signature VII (UV) Retina H&S SERIES 1.6 1Transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.67 Transitions Signature VII (UV) Retina H&S SERIES 1.67 Transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.74 Transitions Signature VII (UV)	Retina H&S SERIES 1.5 UltraChromatic (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón 6-85% XTRActive Gris, marrón 11-96%


Retina H&S Series
1.59 Poly
UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series
1.6 UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series
1.67 UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series NXT
Sun 1.53 Varia (UV)




Retina H&S Series 1.56
SuperChromatic (UV)



Retina H&S SERIES 1.59 Poly Ultrahromic (UV)	Retina H&S SERIES 1.6 UltraChromic (UV)	Retina H&S SERIES 1.67 UltraChromic (UV)	Retina H&S SERIES NXT Sun 1.53 Varia (UV)	Retina H&S SERIES 1.56 SuperChromic (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Gris, 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Gris 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas DayNite 32% - 88% Copper 60% - 88% Marrón 60% - 88% Gris 60% - 88%	Lentes fotocromáticas Gris y marrón 11 – 65%




Retina H&S SERIES 1.5 Transions Signature VII (UV)	Retina H&S SERIES 1.5 Transitions Vantage (UV)	Retina H&S SERIES 1.53 Trivex Transitions Signature VII (UV) Retina H&S SERIES 1.53 Trivex Transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.59 Poly Transitions Signature IVV Retina H&S Series 1.59 Poly Transitions XTRActive (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, 10-89% Marrón 10-87% Grafito Verde Amatista Zafiro 6 - 85% XTRActive Gris, marrón y verde grafito 11 – 96%	Lentes fotocromáticas Gris, 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Gris Marrón 6-85% ZXTRActive Gris Marrón 11- 96%	Lentes fotocromáticas Gris Marrón 6-85% ZXTRActive Gris Marrón 11- 96%




Retina H&S SERIES 1.6 Transions Signature VII (UV) Retina H&S SERIES 1.6 Transions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.67 Transitions Signature VII (UV) Retina H&S SERIES 1.67 Transitions XTRActive (UV)	Retina H&S SERIES 1.74 Transitions Signature VII (UV)	Retina H&S SERIES 1.5 UltraChromic (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, Marrón Grafito Verde 6 - 85% XTRActive Gris, marrón y verde grafito 11 – 96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón y verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris Marrón 6-85%	Lentes fotocromáticas Gris Marrón 6-85% ZXTRActive Gris Marrón 11- 96%


Retina H&S Series
1.59 Poly
UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series
1.6 UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series
1.67 UltraChromatic (UV)




Retina H&S Series NXT
Sun 1.53 Varia (UV)



Retina H&S Series 1.56
SuperChromatic (UV)




Retina H&S SERIES 1.59 Poly UltraChromatic (UV)	Retina H&S SERIES 1.6 Transitions UltraChromatic (UV)	Retina H&S SERIES 1.67 UltraChromatic (UV)	Retina H&S SERIES NXT Sun 1.53 Varia (UV)	Retina H&S SERIES 1.56 SuperChromatic (UV)
Lentes fotocromáticas Gris 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Gris 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Gris 10-89% Marrón 10-87%	Lentes fotocromáticas Daynite 32% - 88% Cooper 60% - 88% Marrón 60% - 88% Gris 60% - 88%	Lentes fotocromáticas Gris y marrón 11- 65%



GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
RETINA H SERIES	H	EX1	0 0	Adición	R/S/E/U



GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
RETINA H SERIES	S	EX1	0 0	Adición	R/S/E/U



RX Progresivo
orgánico de forma
libre
COMFORT

COMFORT es una excelente relación calidad - precio. Lente progresiva integral.

BENEFICIOS

- Progresivos que se han desarrollado para brindar una solución económica a los usuarios que buscan una visión buena y confiable para todas las distancias a un precio relativamente bajo.
- Ofrecen un buen equilibrio entre la visión lejana y la visión cercana disponibles con diferentes longitudes de pasillo.
- Las lentes no están descentradas u no son adecuadas par marcos deportivos de curva base alta.





LENTE COMFORT


	TIPO DE CORREDOR			
	18	17	16	15
Altura de montaje recomendada	21	20	19	18
Distancia mínima sobre la cruz de centrado al terminar	8mm, centrado en el centro de la pupila usando PD para visión lejana PD para visión lejana			
Adición	0.75 -3.50 / 0.25			


Información sobre producción

- Prescripciones para visión lejana
- Adición
- Tipo de pasillo
- Mono PD (De y Iz por separado)
- Altura de la pupila (De y Iz por separado)
- Ángulo de inclinación pantoscópica
- Curva de la montura
- Distancia al vértice posterior
- Calibre (A y B)
- Tamaño del puente
- Inset variable (opcional, indicar según corresponda).











Comfort 1.5 Transitions Signature VII (UV) Comfort 1.5 Transitions XTRActive	Comfort 1.53 Transitions Signature VII (UV) Comfort 1.53 Transitions XTRActive	Comfort 1.56 SuperChromatic (UV)
Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito, amatista, zafiro 6 – 85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11- 96%	Lentes fotocromáticas Gris y marrón 6-85% XTRActive gris, marrón 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris y marrón 11-65%



Comfort 1.59 Transitions Signature VII (UV) Comfort 1.59 Transitions XTRActive	Comfort 1.6 Transitions Signature VII (UV) Comfort 1.6 Transitions XTRActive	Comfort 1.67 Transitions Signature (UV) Comfort 1.67 Transitions XTRActive
Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito, amatista, 6 – 85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11- 96%	Lentes fotocromáticas Gris y marrón y verde grafito 6-85% XTRActive gris, marrón y verde grafito 11-96%	Lentes fotocromáticas Gris, marrón, verde grafito 6 – 85% XTRActive gris, marrón, verde grafito 11- 96%



GRABADOS PARA DIFERENTES ÍNDICES

1.5	1.53	1.56	1.59	1.6	1.67	1.74
1	T	6	P	2	3	4

	Grabado nasal superior	Grabado nasal inferior	Grabado	Grabado temporal inferior	Grabado temporal superior
COMFORT		FF1	0 0	Adición	18/17



CONTACTO



c/ Pere IV, 78-84 4^º-8^ª
08005 Barcelona



+34 93 300 87 07



info@reymon.es



www.reymon.es